



a) stolice na průkaz enterotoxinu *Clostridium perfringens*:

Odběrová souprava:

parazitologická odběrová zkumavka s lopatičkou
zkumavka sterilní 30 ml se šroubovacím uzávěrem

Odběr:

minimálně 1 cm³ (velikost lískového ořechu)

b) výtěr z rektu pro průkaz enterotoxinů A, B ,C ,D *Staphylococcus aureus* a *Bacillus cereus*

Odběrová souprava:

transportní souprava s AMIES médiem a sterilním tamponem na plastové tyčince

Odběr:

minimálně 20 g potravin

Poznámky:

- stanovení toxinu syndromu toxického šoku 1 *S. aureus* a enterotoxinů je prováděno z izolovaného kmene v případě pozitivní kultivace na daný bakteriální druh. Požadavek na stanovení těchto toxinů je třeba vyznačit na žádance, případně konzultovat s laboratoří!