



Pokyny pro odběr krve na cytogenetickou analýzu

Pro vyšetření CAPL se využívá pouze sterilní heparinizovaná venózní krev!

Venózní krev se odebírá běžným způsobem – odběr se provádí sterilně, v množství cca 2 ml.

- Krev odebraná vakuovými odběrovými soupravami s heparinem se ihned několikerým převrácením promíchá s heparinem.
- Vzorek krve se označí příjmením a jménem pacienta, jeho rodným číslem shodně s průvodkou pro cytogenetické vyšetření.
- Odebraná krev se do doby transportu uloží do chladničky při teplotě 4 – 10 °C
- Ke každému vzorku se vyplní průvodka pro cytogenetické vyšetření a žádanka
- Vzorky se převáží v termoboxu bez mrazících vložek. Krev nesmí zmraznout!
- Vzorky musí být doručeny do laboratoře buď v pondělí, nebo v úterý do 9,00 hodin, případně dle telefonické domluvy.

Žádanka musí obsahovat:

- jméno a příjmení pacienta (klienta)
- číslo pojištěnce
- kód pojišťovny pojištěnce
- kód základní diagnózy
- požadované vyšetření
- identifikace objednatele (podpis a razítko, které musí obsahovat údaje: ústav, oddělení, jméno lékaře, IČP, IČZ, odbornost, adresu, kontakt – telefon)

„Průvodka na cytogenetické vyšetření“: vyplnit důsledně všechny kolonky, podpis odebírajícího a čas odběru.

Adresa pracoviště: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Centrum klinických laboratoří
Laboratoř genetické toxikologie (1. poschodí)
Gorkého 6
602 00 BRNO

tel.: 541 421 230
e-mail: karel.koudela@zuova.cz