



**Odběrová souprava:** souprava DNAPAP a tampon FLOCKED SWABS

**Odběr:**

**a) výtěr z mužské uretry (pacient nejméně 1 hod. před odběrem nesmí močit):**

tampon FLOCKED SWABS zavést 2-4 cm do uretry. Zavedeným jemně rotovat tak, aby se dostal do maximálního kontaktu se sliznicí. Ponechat jej zavedený 2-3 sek. Tamponek vyjmout a vložit do řádně označené DNAPAP zkumavky s transportním médiem. Plastové držátko odlomit o okraj zkumavky a odložit. Zkumavku s tamponkem pečlivě uzavřít víčkem.

Transport do laboratoře při 2-25 °C do 7 dnů.

**b) výtěr ze spojivky:**

je-li přítomen hnis nebo exsudát, jemně očistit místo odběru vatovým/dakronovým tamponem (není v soupravě přiložen). Odběrovým tampónkem FLOCKED SWABS důkladně vytrít dvěma až třemi tahy dolní spojivku, pak horní. Tamponek vložit do řádně označené DNAPAP zkumavky s transportním médiem. Plastové držátko odlomit o okraj zkumavky a odložit. Zkumavku s tamponkem pečlivě uzavřít víčkem. Transport do laboratoře při 2-25 °C do 7 dnů.