



## *Anaplasma (Ehrlichia) phagocytophila*

NÁZEV VYŠETŘENÍ	METODA	ODBĚROVÝ MATERIÁL (PRIMÁRNÍ VZOREK)	PROVÁDÍ SE	DOBA ODEZVY	REFERENČNÍ ROZMEZÍ	KONTAKT
<i>Anaplasma (Ehrlichia)</i> -lidská granulomatózní ehrlichioza	NIF IgG, IgM Western blot IgG, IgM	srážlivá krev	1 × týdně	14 dnů	NIF: pozitivní nebo negativní v daném titru IgG pozitivní > 1:64 IgM pozitivní > 1:20 kvalitativní hodnocení: pozitivní, hraniční, negativní	596 200 326