



NÁZEV VYŠETŘENÍ	METODA	ODBĚROVÝ MATERIÁL (PRIMÁRNÍ VZOREK)	PROVÁDÍ SE	DOBA ODEZVY	REFERENČNÍ ROZMEZÍ	KONTAKT
leptospiróza	aglutinačně lytická reakce resp. mikroaglutinace - lýza	srážlivá krev (sérum)	2 - 3 x týdně	7 dnů, u akutních případů urychleně	stanovení titru protilátek	596 200 326
<i>Leptospira</i> sp. (DNA) PCR	PCR	EDTA (plazma), moč	dle potřeby statim	2 dny	kvalitativní hodnocení POZITIVNÍ/negativní	596 200 241
<i>Leptospira</i> sp.	kultivace	moč, likvor	ihned	14-21 dní	kvalitativní hodnocení POZITIVNÍ/negativní	596 200 326