



Toxokaróza

NÁZEV VYŠETŘENÍ	METODA	ODBĚROVÝ MATERIÁL (PRIMÁRNÍ VZOREK)	PROVÁDÍ SE	DOBA ODEZVY	REFERENČNÍ ROZMEZÍ	KONTAKT
toxokaróza	ELISA IgG, IgA avidita IgG Western blot IgG, IgA	srážlivá krev	1x týdně	7 dnů	ELISA: negativní IP <0,9 hraniční IP 0,9-1,1 pozitivní IP >1,1 AVIDITA (%) IgG: nízká IA < 40 hraniční IA 41-50 vysoká IA 51-100 WB: kvalitativní hodnocení - reakce s jednotlivými specifickými antigeny	596 200 326