



NÁZEV VYŠETŘENÍ	METODA	ODBĚROVÝ MATERIÁL (PRIMÁRNÍ VZOREK)	PROVÁDÍ SE	DOBA ODEZVY	REFERENČNÍ ROZMEZÍ	KONTAKT
IgG Anti-HEV IgG Anti-HEV WB	CLIA ELFA WB	srážlivá krev (sérum)	denně Neděle - statim do 13:00 WB - dle potřeby	následující pracovní den	CLIA: > 0,3 IU/ml POZITIVNÍ WB: kvalitativní hodnocení	OV 596 200 316, 346
IgM Anti-HEV IgM Anti-HEV WB	CLIA ELFA WB	srážlivá krev (sérum)	denně Neděle - statim do 13:00 WB - dle potřeby	následující pracovní den	CLIA: index positivity + hodnocení WB: kvalitativní hodnocení* (* domluveno s KIL FN Ostrava - při pozitivitě anti-HEV IgM vyšetřit RNA HEV)	OV 596 200 316, 346
HEV (RNA) PCR	RT-PCR	srážlivá krev (sérum), stolice	dle potřeby (statim)	2 dny	kvalitativní hodnocení: POZITIVNÍ/negativní	OV 596 200 241 265