



**Odběrová souprava:** laryngeální sonda z chrommolybdenového drátu bez transportního média, nebo jiné suché tampony bez transportního média

**Odběr:** 1 vyšetření = 6 laryngeálních sond. V případě odběrů ze suchého ložiska je vhodné tampony zvlhčit sterilním fyziologickým roztokem.

**Poznámky:**

- při odběru vzorků z kožních a podkožních lézí a podkožních lymfatických uzlin ovlivňuje použitý dezinfekční prostředek negativně výsledek vyšetření. K dezinfekci místa odběru je možno použít etanol.
- preferován je odběr bioptického materiálu, pokud je možno tento odběr provést
- u stěrů je provedeno také mikroskopické vyšetření