



**Odběrová souprava:** transportní souprava s AMIES mediem a sterilním tamponem na plastové tyčince

**Odběr:** Pacient leží na boku se skrčenými dolními končetinami nebo klečí a opírá se o podložku. Sestra zavede tampon do konečníku 2-5 cm hluboko a krouživým pohybem provede výtěr. Po vytažení z rekta by měl být tampon zbarven odebranou stolicí. Poté se tampon zasune do transportního média.

**Poznámky:**

- jiné speciální požadavky na vyšetření stolice hlaste laboratoři telefonicky předem nebo uveďte na žádanku
- podezření na cholera (pobyt v rizikových oblastech) - s ohledem na speciální kultivační techniku kontaktovat laboratoř předem a na průvodních listech označit - „návrat z ciziny“
- podezření na břišní tyfus a paratyfus - vhodné odebrat hemokultury a moč, popř. žluč ke kultivaci
- podezření na hemolyticko uremický syndrom (HUS) - uvést na žádanku, příp. předem kontaktovat laboratoř
- podezření na yersiniózu - vhodné provést dva výtěry
- na žádance je třeba mimo základních údajů uvést adresu pacienta