

| název vyšetření | metoda | odběrový materiál (primární vzorek) | provádí se | min. doba odezvy | referenční rozmezí | kontakt |
|--|----------|--|------------|--|------------------------|-----------------------|
| Immune Monitoring Kit (T Ly, CD4+ T Ly, CD8+T Ly, B Ly, NK) | FLOW-CYT | nesrážlivá krev s EDTA nebo s heparinem | po - pá | do 24 hodin | viz tabulka | OV 596 200 256 269 |
| IMUNOFENOTYPIZACE Stanovení jednotlivých povrchových znaků krevních buněk dle domluvy | FLOW-CYT | nesrážlivá krev s EDTA nebo s heparinem kostní dřeň | po - pá | na požádání, výsledek tentýž den | individuální hodnocení | OV 596 200 256 269 |
| HLA - B7 | FLOW-CYT | nesrážlivá krev s EDTA nebo s heparinem | po - pá | do 24 hodin | kvalitativní hodnocení | OV 596 200 256 269 |
| HLA - B27 | FLOW-CYT | nesrážlivá krev s EDTA nebo s heparinem | po - pá | do 24 hodin | kvalitativní hodnocení | OV 596 200 256 269 |
| HLA - DR na monocytech | FLOW-CYT | nesrážlivá krev s EDTA nebo s heparinem | po - pá | do 24 hodin | 95 - 100% | OV 596 200 256 269 |
| CD3, CD4, CD8 lymfocyty | FLOW-CYT | BAL | po - pá | tentýž den | individuální hodnocení | OV 596 200 256 269 |
| CD3/HLA-DR (aktivované T-lymfocyty) | FLOW-CYT | nesrážlivá krev s EDTA nebo s heparinem | po - pá | do 24 hodin | individuální hodnocení | OV 596 200 256 269 |
| HLA - B27 (PCR) | PCR | nesrážlivá krev EDTA | | 2 týdny | kvalitativní hodnocení | OV 596 200 241 266 |