



# Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

Centrum klinických laboratoří

ODDĚLENÍ VIROLOGIE, Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Tel.: 596 200 111, e-mail: hana.zelena@zuova.cz, IČZ - IČL: 91866312, <http://www.zuova.cz>

## Odběr a zasílání biologického materiálu

<i>Typ vzorku (biologický materiál)</i>	<i>Doporučená sterilní odběrová souprava</i>	<i>Teplota úschovy do transportu</i>	<i>Teplota a maximální doba transportu</i>	<i>Poznámka</i>
<b>srážlivá krev</b> na sérologická vyšetření	skleněná zkumavka nebo komerční souprava pro odběr srážlivé krve	po odběru 18 - 25°C 2 hod., pak 2 - 8°C	2 - 8°C do 2 dnů, bez chlazení do 12 hod.	stanovení protilátek (sérologická vyšetření)
výtěr suchým dakron. tamponem z <b>nosu, nosohltanu, spojivky a j.</b>	virologické odběrové/transportní médium ve zkumavce s těsným uzávěrem	2 - 8°C	2 - 8°C do 24 hod.	izolační pokus, průkaz antigenů
<b>stolice</b> cca 1 cm <sup>3</sup>	zkumavka nebo jiná nádobka s těsným uzávěrem	2 - 8°C	2 - 8°C do 24hod.	izolační pokus
			2 - 8°C do 24hod. bez chlazení do 12 hod.	průkaz antigenů
<b>likvor</b>	zkumavka nebo jiná nádobka s těsným uzávěrem	2 - 8°C	2 - 8°C do 24 hod.	izolační pokus, stanovení protilátek
<b>moč</b> doplnit po rysku (cca 4 ml moči)	koncentr. médium na moč ve zkumavce s těsným uzávěrem	2 - 8°C	2 - 8°C do 12 hod.	izolační pokus (na CMV)
výtěr z <b>uretry</b> nebo ze <b>spojivky</b> na chlamydie a gonokoky	souprava Gen-Probe: tampon pro výtěr z uretry nebo z konjunktivy a transportní médium	2 - 25°C	2 - 25°C do 7 dnů	průkaz genomu genovou sondou (specif. DNA)
výtěr z <b>cervixu</b> na a) chlamydie a gonokoky b) papillomaviry	souprava DNAPAP: Cervical Sampler (pro těhotné dakronový tampon) a transportní médium	2 - 25°C	2 - 25°C do 7 dnů	průkaz genomu genovou sondou (specif. DNA)
<b>nesrážlivá krev (pro PCR s EDTA, bez heparinu!)</b>	komerční souprava pro odběr nesrážlivé krve (pro PCR s EDTA!)	2 - 8°C	2 - 8°C do 24hod.	izolační pokus průkaz antigenů
			2 - 8°C do 2 dnů. bez chlazení do 12 hod.	průkaz genomu - PCR (specif. DNA, RNA)
výtěr suchým dakron. tamponem a další <b>jiný materiál na PCR</b>	v prázdné zkumavce (nebo s virologickým odběrovým/transport. médiem) s těsným uzávěrem	2 - 8°C	2 - 8°C do 2 dnů bez chlazení do 12 hod.	průkaz genomu - PCR (specif. DNA, RNA)

Odběrové soupravy a žádanky (kromě souprav pro odběr krve) vydá na požádání oddělení virologie zdarma

### TELEFON: 596 200 111 (ústředna Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě)

MUDr. Hana ZELENÁ, vedoucí oddělení virologie, genové sondy, NRL pro arboviry, elektronová mikroskopie  
Mgr. Ivana VIDLIČKOVÁ, sérologie a diagnostika na tkáňových kulturách, elektronová mikroskopie  
Mgr. Markéta POMIKLOVÁ, sérologie a diagnostika na tkáňových kulturách, elektronová mikroskopie  
Dana TOMISOVÁ, vedoucí laborantka oddělení virologie

### automatické linky:

310, 311, 187  
316, 422, 187  
334, 316, 187  
312, 316