



Pokyny pro odběr kapilární krve z prstu

1. Odběr se provádí z boční strany bříška prstu, obvykle z 3. -5. prstu nedominantní ruky.
2. V případě chladného počasí možno před odběrem prst jemně promasírovat.
3. Místo vpichu před odběrem krátce vydezinfikovat – stříknutím dezinfekčního přípravku nebo otřením čtverečkem s dezinfekcí. Nechat zaschnout, před odběrem musí být místo odběru suché.
4. Sterilním kopíčkem nebo lancetou, případně jehlou, provedeme vpich na boční straně prstu tak, aby krev volně vytékala. První kapku otřeme čtverečkem či tampónem s dezinfekcí.
5. Pipetou odebereme potřebný objem krve (obvykle 10-20 μ l) a ihned kápeme do jamky testovací kazety. Dále postupujeme podle návodu výrobce.
6. Na místo vpichu přitiskneme čtvereček s dezinfekcí až do zastavení krvácení, v případě potřeby zalepíme náplastí.
7. Odběr kapilární krve se provádí při terénním testování např. HIV nebo SARS-CoV-2. V případě SARS-CoV-2 se provádí na základě předchozí registrace na www.zuova.cz.